

哲風会通信

2012. 3 VOL.3

先日、岩手に行ったのですが、仙岩峠(秋田と岩手を結ぶ国道 46 号線にある峠)はまだ真冬並の雪がありました。道路は除雪されていて雪はあまりなかったのですが、夜間は凍結していてスリップしやすかったです。峠越えなさる方は、くれぐれも安全運転をお願いいたします。



トピックス・1

まずは、昨年秋に発売された新しい電動歯ブラシ「ソニックケア ダイヤモンドグリーン」のご紹介です。

ホワイトを基調としたボディーカラーはとにかくおシャレ(右写真上)オプションのUSB経由充電器を使って(右写真下)リビングや書斎においても違和感のない外観です。

そして、肝心のブラッシング効果は、手みがき時の最大 4 倍のプラークコントロールパフォーマンス(メーカー発表)。

また、ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さをもたらすホワイトモード、さらに歯を輝かせツヤを出すポリッシュモードと新たに2つのモードを搭載。コーヒー、お茶、タバコによるステインが気になる方にもおすすめです。

なお、お値段はオプションなしで実勢価格 ¥18270(2月末時点)となっております。



トピックス・2

次にご紹介する商品は昨年末に発売された、「ソニックケアエアーフロス」です。(右写真上)

これは、補助的口腔ケア(通常のブラッシングの前後にやる口腔ケア)用品で、使い方は ①歯と歯の間にヘッドチップをあて ②ハンドル上部にある起動ボタンを押し(1回押すと1噴射) ③チップから出るエアと水で洗浄(右図)と、比較的簡単です。

メーカーのリーフレットをみるとは、デンタルフロス(糸ようじ)の代替品というイメージですが、私が実際使った感じだと、歯間ブラシの役割も果たせそうです。

例えば、上の奥歯はフロスや歯間ブラシが角度的に入りづらかったりしますが、この「エアーフロス」だとヘッドが小さいのでストレスフリーでケア出来ると思います。

あと、傾いている親知らずで、ブラッシングでプラークがとりにくい場合や、抜歯後の穴に食べかすが入った時など、応用できるケースもあると思います。

また、デンタルフロスはあまり好きではない方のモチベーション向上にもいいと思います。

お値段は¥9980(税込)となっております。

「ソニックケアダイヤモンドグリーン」・「ソニックケアエアーフロス」共に興味がある方は歯科医師・スタッフにお声をおかけ下さい。



簡単に
使いやすい



あてる



押す



洗浄する

今回の通信担当

ちづ歯科クリニック院長の名久井です。

出身が岩手なのですが、春の甲子園に岩手の花巻東高校が出場するので、今から楽しみです。

医療法人 哲風会
むさしデンタルオフィス

〒010 - 0912
秋田市保戸野通町4 - 8
TEL:018-853-8214
フリーアクセス:0800-800-8461

医療法人 哲風会
ちづ歯科クリニック

〒018 - 1605
南秋田郡八郎潟町川崎字昼寝
233 - 1
TEL:018-875-2801